

OXYUREN-ANALABKLATSCH

(Anleitung zur Probenabnahme „Tixo“)

PROBENENTNAHME:

Die Probenentnahme erfolgt morgens im Bett, vor dem ersten Gang zur Toilette und vor der morgendlichen Hygiene:

1. Einen **durchsichtigen** Klebestreifen auf den Anus drücken.
2. Anschließend den Klebestreifen **faltenfrei** auf einen Glas-Objektträger auftragen.
3. Um ein Zerbrechen des gläsernen Objektträgers zu vermeiden, den Objektträger **in einem sicheren Transportgefäß** (z.B. in einem Harnbecher) verwahren.



Bitte beachten Sie:

- dass Stuhlproben für die Analyse nicht geeignet sind
- dass Sie vor der Probenentnahme nicht aufs WC gehen und sich auch nicht waschen, baden oder duschen dürfen!

WICHTIG:

Außerdem ist für die Durchführung der mikroskopischen Untersuchung wichtig, dass der verwendete Klebestreifen durchsichtig ist und faltenfrei aufgetragen wird!